

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Garantie Limitée de
10 ANS



SDN653

ACCESSOIRES

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SDN653	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	
SDN654	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	
SDN655	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite^{MD}, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Toutes les armoires sont offertes la poignée en retrait U-Loc^{MD} qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" h x 2 1/2" p afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.

Justrite

10 ans
garantie limitée



SAQ055

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ055	892302	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	154	
SAQ056	892202	1 porte manuelle, Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	180	
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	197	
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	224	
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	201	
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	268	
SAQ061	894582	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	305	
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	273	

ACCESSOIRES

SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon	-	-	-	10	
SGU802	29051	Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon	-	-	-	3	
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	-	-	-	8	
SGU804	29053	Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon	-	-	-	2	

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEM-COR^{MD}

L'enveloppe unique thermoplastique contre les flammes ChemCor^{MD} est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs Justrite^{MD} afin d'offrir une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.

- Une enveloppe sans joint à 100% sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire sans jeu d'air
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
- Homologuées FM

Justrite

10 ans
garantie limitée



SAQ067



Double sans joint

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ065	8923022	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	165	
SAQ066	8922022	1 porte manuelle, Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	190	
SAQ067	8930022	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	192	
SAQ068	8930822	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	238	
SAQ069	8930222	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	200	
SAQ070	8945022	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	193	
SAQ071	8945822	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	312	
SAQ072	8945222	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	274	